

【非接触赤外線温度計HT20-Pro】仕様及び使用方法



- ・材料 Abs
- ・141mm×90mm×38mm
- ・重量 110g
- ・画面 セグメントLcd
- ・電源 単四×2本
- ・メモリー 過去20回分
- ・測定時間 1秒
- ・測定距離 5～15cm
- ・測定単位 ℃ / ℉ 切り替え
- ・測定範囲
体温計測 32.0℃～42.9℃
オブジェクト -20℃～60℃
- ・精度 ±0.2℃
- ・ディスプレイ表示 0.1℃
- ・CE/RoHS/FC 認証



乾電池を交換する際は、カバー蓋を引っ張るのではなく、凹みに硬いものをあて、前に押し出す様にするとう簡単に開けることができます。

<使用方法>

- ・トリガーを引くと電源が入ります。
- ・――― (左下図) の状態で測定できます。
- ・測定対象より5～15cm離してトリガーを引くと1秒で測定ピツと音が鳴ったら、トリガーから手をはなしてください。計測温度が表示されます。
※ 額で計測する際は前髪を上げて汗は拭いてから測定してください。
- ・測定温度によりディスプレイの温度表示の色が変わります。
 - ◇ ホワイト：～34.9℃
 - ◇ グリーン：35.0℃～37.3℃
 - ◇ イエロー：37.4℃～38℃
 - ◇ オレンジ：38.1℃～39℃
 - ◇ レッド：39.1℃～



- ・電源は20秒後に自動でOFFになります。
- ・左側ボタンが摂氏と華氏の切り替えです。
- ・右側ボタンが測定音のON/OFFです。
- ・真ん中のボタンが各種モードの切り替えボタンです。
バックライトの明るさ 記録閲覧 最大・平均・最小値の選択 その他

製造に起因する故障以外は有償対応となります。(本機の落下、水没などは保証対象外)
清掃は水分を含ませ良く絞った柔らかい布等で拭いてください。
長期間使用しない時は乾電池を抜いて保管してください。本製品の分解等は行わないでください。
子供の手に触れない場所で保管してください。
連続使用は15分以内でお願いします。電源OFF後の再使用はOKです。

※ 発熱の有無を識別するためのスクリーニング用で、医療機器ではありません。

〒286-0201
千葉県富里市日吉台2-4-3 成田コリンズ1F
T A Cトレーディング株式会社
電話：0476-91-2145 FAX：0476-91-2146
メール：info@tactrading.co.jp