

AL-Pro

1台2役で簡単・便利・時短

大容量で交換回数
少なくて済みます

消毒液の残量が
一目でわかる！



アルコール消毒 & 表面温度計測を同時に



自立スタンド付きで設置に便利！

- ◆ 置台の上に設置
- ◆ 壁掛け設置
- ◆ スタンドに取付設置

- ・材料 ABS+HDPE
- ・119mm×133mm×280mm
- ・重量 702g
- ・画面 セグメントlcd
- ・電源 USB接続
- ・使用環境 室内 15~35℃
- ・測定時間 1秒
- ・温度単位 ℃/℉ 切替
- ・測定範囲 35.0℃~40.0℃
- ・言語 日本語対応
- ・ディスプレイ表示 0.1℃
- ・測定距離 3~6cm
- ・容量 消毒用アルコール 1000mL
- ・アラーム機能 発熱検知でアラーム
- ・製品保証 出荷日より1年間
CE/RoHS/FC

◆ 設置場所案 ◆

- ホテル・旅館
- 病院・歯科医院・診療所
- 介護施設・リハビリセンター
- 保育園・幼稚園
- 小中学校・高校・大学・専門学校
- ショッピングセンター
- スーパーマーケット
- ドラッグストア
- レストラン・カフェ・居酒屋
- スポーツジム
- オフィス 工場 作業場 他

1.8mUSBケーブル 壁掛け設置用ネジ



PSE認証ACアダプター付属
三脚固定用専用パーツ付属



高さ調整可能 約70~160cm

設置用の壁や置台がない場所用に
オプション（別売）スタンドもございます

本機は医療機器ではなく、表面温度を測定する
一次スクリーニング用です。

（発熱疑いの場合は腋下水銀体温計で正式測定すること）

使用する30分以上前にコンセントにつなぎ、電源をONにしてください。
製造に起因する以外の不具合はすべて有償対応となります。（本機の転倒・落下・水没等）
清掃はかたく絞った柔らかい布などで丁寧にお拭きください。（本機への水かけ厳禁）
長時間使用しない場合は電源を抜いてください
エアコンの送風口の下や外からの風が強く当たる場所でのご使用は避け下さい。
粘度の高いアルコールジェルを入れると目詰まりを起こす可能性があります。
一般的な消毒液をご使用ください

<販売代理店>